

PULSIOXÍMETRO DE MESA

PULSIOFIC DT®



El **PULSIOFIC DT®** es un pulsioxímetro compacto y liviano para la medición de saturación de oxígeno, pulso e intensidad de pulso.

Con un diseño atractivo y cómodo para el usuario, el **PULSIOFIC DT®** ofrece además visualización a color de pletismografía o tendencia convirtiéndose así en uno de los más versátiles instrumentos disponibles hoy día.

Se puede utilizar en red y con batería integrada.

El **PULSIOFIC DT®** tiene integrado un sistema de alarmas visuales y audibles y un asa lateral para facilitar el transporte del equipo en traslados.

F.C.S. MEDICAL CONTROL

Características

Pantalla iluminada, diseño compacto y atractivo

Alta resolución y color en pantalla TFT

Fácil y cómodo de usar

Alarmas visuales y audibles

Ajuste manual y automático de alarmas

Conexión a impresora

Diseñado para adultos y niños

100 horas de memoria para trabajar con hasta 10 pacientes



LABORATORIOS MACRIMASA-PHARMA S.A Parque Tecnológico de Andalucía 29590 Campanillas (Málaga)

Tel. +34 902366106 - Fax +34 902366108 Mail: macrimasa@macrimasa.com Web: www.macrimasa.com

INFORMACIÓN TÉCNICA

Pulsioxímetro:

SpO₂ :
Measuring range: 0..100% SpO₂
Display range: 0..99% SpO₂
Accuracy: adults +/-2% (70-100%)
children +/- 3% (70-100%)
(Not specified below 70%)
Pulse rate:
Accuracy: +/- 1%
ECG (only P-OX100):
Channels: 1 channel, 3 lead cable
Amplification: 0.5,1,2 cm/mV

Dispositivo:

Mains: 115/230V, 50/60Hz
Battery: NiMH, approx. 6h operation
Power consumption: 1,4 W
Display: TFT LCD with white backlight
Curve speed: 12 or 25 mm/sec
Other: Integrated realtime clock
Trend memory, 100 h
Interface: Infrared serial interface
Alarm system: Adjustable alarm limits
Alarms: Audible and visible alarms
Dimensions: 230 mm x 200 mm x 80 mm
Weight: 1.650 g
Housing: ABS

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Envío:

PULSIOFIC DT®: REF. FCS00800
Mains cable
Instrucciones de Uso
ECG cable
Una caja de ECG electrodos
Cable paciente SpO₂ (150 cm)
Sensor de dedo reutilizable

Accesorios:

FCS00138 Fijación para goteros
FCS08060 Adaptador para salida análoga
FCS00801 Bolsa de Transporte
FCS00110 Impresora

ALL MACRIMASA-PHARMA SpO₂ sensores

Pulsiofic DT® FCS Medical Control® cumple con la Directiva 93/42/EEC sobre productos médicos



LABORATORIOS MACRIMASA-PHARMA S.A Parque Tecnológico de Andalucía 29590 Campanillas (Málaga)

Tel. +34 902366106 - Fax +34 902366108 Mail: macrimasa@macrimasa.com Web: www.macrimasa.com